

한일과학 원심분리기 보상판매 할인 이벤트

보상판매 시 기존 구형 모델은 무상으로 수거해 드리며, 할인율은 영업담당자와 상담 진행 후 모델, 생산연도, 장비 상태에 따라 책정됩니다.

기간: ~ 2024년 6월 30일까지

보상판매 대상 원심분리기

MICRO 17R / MICRO 17TR / SMART R17



FLETA 5 / HA1000-3



Union 32R / Union 32R plus / Combi 514R



Supra 21K / Supra 22K



대체 가능 원심분리기

M15R

High-speed Refrigerated Microcentrifuge

FIXED ANGLE ROTOR
13,500 rpm / 12,032 xg

10 x 5.0 mL, 24 x 2.0 mL,
4 x 8-tube PCR strip



T04B

Multi-purpose Table-top Centrifuge

FIXED ANGLE ROTOR
4,000 rpm / 2,773 xg
10 x c50 mL, 24 x c15 mL

SWING-OUT ROTOR
4,000 rpm / 2,774 xg
4 x 100 mL, 4 x 8 x 10 mL or VT



Combi R515

High-speed, Multi-purpose
Refrigerated Centrifuge

FIXED ANGLE ROTOR
15,000 rpm / 25,353 xg
6 x 250 mL, 12 x c15 mL

SWING-OUT ROTOR
4,500 rpm / 4,392 xg
4 x 750 mL, 4 x 5 x c50 mL,
4 x 14 x c15 mL, 4 x 24 x 5 mL or VT,
4 x MTP / DWP



S22R

High-speed, Refrigerated Centrifuge

FIXED ANGLE ROTOR
22,000 rpm / 52,001 xg

4 x 1,000 mL, 6 x 500 mL, 8 x c50 mL,
12 x c15 mL, 36 x 2.0 mL



hanil

Your safety is
our top priority!

한일과학 원심분리기 안전점검 Campaign

20년 이상 된 한일과학의 원심분리기를 사용 중이라면

Certified Engineer가 **안전점검을 무상으로 진행해** 드립니다.

기간: ~ 2024년 6월 30일까지



해당모델: Union 55R, Union 5KR, Union 32R/32R+, MF 600/600+, MF550, MF300, MF80, Mega 17R, Mega 21R, Continent R, Micro 17R/17TR, HM150IV, Supra 21K, 25K, 35K, HA-12, HA1000-3, Ultra 4.0 (Micro 12, Combi514R, Combi 408, Fleta 5, Supra 22k 2015년 이전 생산장비)

안전점검, 왜 필요한가요?

실험실 기초 장비 원심분리기는 고속 회전체이므로 사소한 문제가 대형 사고로 이어질 수 있으므로 정기적인 유지 관리와 검사가 필요합니다.

어떤 항목들을 점검하나요?

장비의 성능 및 외관 점검과 함께 로터의 손상이나 내부 부품들까지 정밀하게 진단해드립니다.

- ① **Performance Check:** RPM, Time, Temperature(냉장모델), 버튼 동작 상태 점검
- ② **Mechanical Integrity Check:** Motor, Rotor, 방진고무, 어댑터등 약세서리 부식 및 파손 점검
- ③ **Balance check:** Mainbody, Rotor balance 점검, 소음 및 진동 점검
- ④ **Electrical Safety Assessment:** 입력전압, 전기연결 및 접지 상태 점검
- ⑤ **Operational Training Recap:** 사용자 원심분리기 작동법 점검 및 안전한 사용방법 안내

어떻게 신청하나요?

오른쪽 QR코드로 접속하여 신청서를 보내주세요.



hanil

HANIL SCIENTIFIC INC.

T. +82-2-3452-8966 | techsupport@ihanil.com

ihanil.com

BC-H-24-01(Rev.0)